



CAVALLO s.r.l.
via Mulino 5/B
20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY
T.+39.0245101515 Fax +39.0245100234
e-mail: info@cavallocom.it www.cavallocom.it



INCUBATORE REFRIGERATO mod. 1400FTX 4T con n.4 Camere a temperature indipendenti



Caratteristiche tecniche

campo di temperatura: da **+5°C a +50°C**

costruzione interna ed esterna in acc.inox AISI304.

High density polyurethane insulation.

n.4 camere interne indipendenti in acc.inox AISI 304

n.4 Porte esterne in acc.inox AISI 304

Sistema di refrigerazione CFC-free a protezione dell'ozono e dell'ambiente (Art.549/93)

Circolazione forzata di aria

Riscaldamento a mezzo resistenze in acc.inox

Dimensioni interne di ogni camera: cm.57x69x69 (wxdxh)

Capacità netta di ogni camera: 271 lt.

N°2 Ripiani in acc.inox per ogni camera (totale n.8)

Pannello di controllo completo di:

n.4 Termoregolatori digitali di temperatura a microprocessore con controllo P.I.D. auto-tuning

n.4 Termostati di sicurezza di sovratemperatura con allarme visivo

n.4 Interruttori di linea

Fusibili

230V/1 50 Hz Impianto elettrico a norme CEI 62-25 - Marcatura CE

Mod. 1400FTX 4T

Dimensioni esterne: cm 140x85x206 (lpxh)

Kit di n.4 ruote

Optional:

Foro passaggio cavi Ø 35mm