



**CAVALLO s.r.l.**  
via Mulino 5/B - 20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY  
T.0039.0245101515 Fax 0039.0245100234  
e-mail: [info@cavallocom.it](mailto:info@cavallocom.it) [www.cavallocom.it](http://www.cavallocom.it)



## **CAPPA A FLUSSO LAMINARE mod. da pavimento**



Cappa realizzata per proteggere il materiale in manipolazione contro la contaminazione. Utilizzata in Ricerca Floricoltura e Laboratori di colture in vitro.

Un flusso di aria filtrata, depolverata e sterile, fluisce dal basso verso l'alto in direzione dell'operatore, investendo l'area di lavoro in regime laminare.

Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretana su fondo antiacido e antiruggine

Piano di lavoro in acciaio inox 18/8 AISI 304

Pareti laterali in cristallo

Filtro assoluto Hepa ad altissima efficienza superiore a 99.999% su 0,3 micron

Prefiltri in poliuretano protetti da celletta

Motoventilatore

Illuminazione interna

Quadro di comando portante:

Interruttore motoventilatore,

Interruttore LAF (riduzione velocità aria)

Interruttore Luce,

Fusibili,

Termica Motore

Cavalletto di sostegno in acciaio verniciato con poggiapiedi

V.230/1/50 - Impianto elettrico a norme CEI 62-25 - Marcatura CE

### **mod. 120**

Dimensioni interne: (lxpxh) cm. 120x60x 73H

Dimensioni esterne:(lxpxh) cm. 127x98x164H

### **mod. 180**

Dimensioni interne: (lxpxh) cm. 180x60x 73H

Dimensioni esterne:(lxpxh) cm. 187x98x164H

Illuminazione interna