



CAVALLO s.r.l.
 via Mulino 5/B
 20090 BUCCINASCO (MI)
 T.+39.02.45101515 F.+39.0245100234
 e-mail:info@cavallocom.it www.cavallocom.it



BAGNOMARIA



caratteristiche tecniche:

Struttura esterna a doppia parete in acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretana su fondo antiacido ed antiruggine.

Forte spessore di isolamento termico su tutte le pareti e fondo.

Vasca in acciaio inox 18/8 AISI 304.

Coperchio in acciaio inox 18/8 AISI 304 incernierato asportabile

Cestelli forati in acciaio inox 18/8 AISI 304 per provette

Gruppo termostatico in unità compatta completo di:

resistenza corazzata ad immersione,
 agitatore mosso da motore ad induzione,
 termoregolatore digitale.

Alimentazione V. 230 – 50 Hz.

IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI 62-25

MARCATURA CE

Mod.	n.cestelli	Dim.Interne (lpxh)cm	Dim.Esterne (lpxh)cm	Peso Netto Kg	WATT
3085 DN	2	32x30x19	44x34x31	13	1000
3085 FN	3	48x30x19	60x34x31	16	1000
3085 HN	4	64x30x19	76x34x31	19	1000

Cestelli

Mod.	N.Fori	Diam. Fori
3086 G	36	26 mm
3086 H	45	22 mm
3086 I	66	19 mm
3086 L	72	13 mm
3086 M	91	13 mm