



CAVALLO s.r.l.
via Mulino 5/B
20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY
T.+39.0245101515 Fax +39.0245100234
e-mail: info@cavallocom.it www.cavallocom.it



INCUBATORE REFRIGERATO mod. 1400FTX



Pannello di controllo

caratteristiche tecniche:

campo di Temperatura: 0°C/+70°C

Costruzione interna ed esterna in acc.inox AISI 304.

Insulation: high density polyurethane

Porta frontale a doppia anta con serratura e chiave

Impianto di condizionamento a mezzo compressore ad aria ermetico posizionato nella parte superiore della camera

Unità refrigerante C.F.C. free.

Ventilazione interna per uniformare la temperatura

Riscaldamento a mezzo resistenze in acc.inox

Sbrinamento

Lampada di servizio (si accende a porta aperta)

Vaschetta completa di resistenza posizionata sul retro della cella per evaporazione dell'acqua di condensa

Pannello di controllo posizionato nella parte superiore della cella, completo di:

- termoregolatore digitale a microprocessore con controllo P.I.D. auto-tuning con rampa salita/discisa Ascon
- termoregolatori di sicurezza minima e massima con allarme visivo
- interruttore generale
- interruttore impianto frigorifero
- lampadine spia
- fusibili

Voltaggio monofase V.230 Hz.50 - IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI 62-25 Marcatura CE

MOD. 1400FTX

Capacità netta: lt. 1258 - lorda: lt. 1400

Dim. Int.: mm. 1310 x 686 x 1200H

Dim. Est.: mm.1430 x 810+30=840 x 2060H

N. 4 ripiani interni a griglia

Kit di 4 ruote

Options:

- Foro passaggio cavi
- Registratore di Temperatura
- Protocolli IQ-OQ
- Protocolli/Mappatura di Temperatura