



**CAVALLO s.r.l.**  
via Mulino 5/B  
20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY  
T.++39.0245101515 Fax 0245100234  
e-mail: [info@cavallocom.it](mailto:info@cavallocom.it) [www.cavallocom.it](http://www.cavallocom.it)



## AGITATORE DA BANCO Mod. 3300RVT



Robusta costruzione atta a garantire un funzionamento in continuo 24 ore su 24 per lunghi periodi di tempo.  
Struttura in lamiera d'acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretana su fondo antiacido ed antiruggine  
Velocità variabile ottenuta mediante motore variatore elettronico continuo che garantisce la perfetta riproducibilità e costanza della velocità con lettore digitale.  
Movimento rotatorio con ampiezza di oscillazione mm. 25  
Regolazione della velocità da 50 a 200 giri al 1'  
Castelletto interno in fusione d'alluminio, atto ad alternare il movimento da rotatorio a longitudinale, a mezzo viti di fissaggio  
Piano d'appoggio in alluminio cm. 45x45 o mm.575x475 con tappetino in gomma millerighe  
Carico max kg. 15.  
Pannello di controllo completo di:  
Potenziometro per la regolazione della velocità  
Timer 0 a 120 min. (funzionamento in continuo se in posizione manuale)  
Lettura diretta sul display di giri/colpi  
Sul retro dell'Agitatore alloggiato:  
-Interruttore generale  
-Cavo elettrico  
-Targhetta elettrica  
-2 Fusibili

### Dimensioni

Struttura: cm. 55 x 54 x 15H  
Base: cm. 45 x 45 (o cm..57,5x47,5)  
Peso: Kg. 39

V.230/1/50Hz - 30 Watt – 0,2 Amp. Impianto elettrico a norme CEI 62-25 – Marcatura CE

Disponibile, su richiesta in varie dimensioni. Molle di fissaggio per beute di varie dimensioni.

Dati, descrizioni ed illustrazione hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. La ditta Cavallo s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modificazione ai suoi prodotti senza preavviso.