



CAVALLO s.r.l.
via Mulino 5/B
20090 BUCCINASCO (MI)
T.+39.02.45101515 F.+39.0245100234
e-mail:info@cavallocom.it www.cavallocom.it



Incubatore Refrigerato mod. CTA



Temperatura da +5°C a +50°C

Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretana su fondo antiacido ed antiruggine.
Camera interna in acciaio inox AISI 304.

Porta interna trasparente

Porta esterna in acciaio verniciato con interno in acciaio inox

Riscaldamento a mezzo resistenze corazzate in acciaio inox

Impianto frigorifero senza C.F.C. a tutela dell'ozono

Circolazione forzata dell'aria a mezzo ventilatore.

Quadro di comando frontale posto sul lato destro, completo di:

- termoregolatore digitale a microprocessore con controllo P.I.D. auto-tuning con rampa salita/discesa Ascon
- termoregolatori di sicurezza minima e massima con allarme visivo
- interruttore generale
- interruttore impianto frigorifero
- lampadine spia
- fusibili

Voltaggio monofase V.230 Hz.50 - IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI 62-25 Marcatura CE

MOD. C2TA (da banco)

Dim. int.: cm. 46L x 46P x 60H

Dim. est.: cm. 85L x 62P x 76H

Volume : lt. 125

N. 2 ripiani interni in acciaio inox

MOD. C3TA (da banco)

Dim. int.: cm. 61L x 63P x 60H

Dim. est.: cm.102Lx 80P x 76H

Volume : lt. 230

N. 2 ripiani interni in acciaio inox

Options:

- Foro passaggio cavi
- Registratore di Temperatura
- Protocolli IQ-OQ
- Protocolli/Mappatura di Temperatura
- Tavolino di sostegno con ripiano sottostante e kit Ruote