



## CAVALLO s.r.l.

via Mulino 5/B - 20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY  
T.0039.0245101515 Fax 0039.0245100234  
e-mail: [info@cavallocom.it](mailto:info@cavallocom.it) [www.cavallocom.it](http://www.cavallocom.it)

### Incubatore Refrigerato mod. C2TA con UV



#### INCUBATORE REFRIGERATO mod. C2TA con UV

Temperatura da +10°C a +70°C

Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretanicca su fondo antiacido ed antiruggine.

Camera interna in acciaio inox AISI 304.

Porta esterna in acciaio verniciato con interno in acciaio inox.

Maniglia con serratura e chiave.

Riscaldamento a mezzo resistenze corazzate in acciaio inox.

Impianto frigorifero senza C.F.C.

Circolazione forzata dell'aria a mezzo ventilatore.

Compressore potenziato

Top superiore atto a contenere impianto frigorifero e registratore mod. RZ1006A000 a 6 punti con carta a pacchetto. 3 Sonde da mt.3

Foro passaggio cavi Ø 35mm.

Lampada UV interna con interruttore su quadro e interruttore sulla porta (all'apertura della porta, la lampada si spegne)

Quadro di comando frontale posto sul lato destro, completo di:

- Programmatore West 6400 per controllo temperatura con sonda mobile da inserire all'interno del Vs. prodotto
- termoregolatore digitale Ascon M3 3107 a microprocessore controllo P.I.D. auto-tuning con rampa salita/discesa con ritrasmissione del segnale 4-20 mA per collegamento a Registratore per controllo Temperatura interna e allarme
- termostati di sicurezza minima e massima con allarme visivo
- interruttore generale
- interruttore impianto frigorifero
- lampadine spia
- fusibili

Pressostato di comando del compressore completo di elettrovalvola

Voltaggio monofase V. 230 Hz. 50/60

IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI 62-25 – Marcatura CE

#### mod. C2TA

Dim. int.: cm. 46L x 46P x 60H = Volume netto : lt. 125

Dim. est.: cm. 85L x 62P x 101H

N. 2 ripiani interni in acciaio inox

Carrello in acciaio verniciato con ruote