



CAVALLO s.r.l.
via Mulino 5/B
20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY
T.+39.0245101515 Fax 0245100234
e-mail: info@cavallocom.it www.cavallocom.it



C3TAL-S AGITATORE TERMOSTATATO



campo di Temperatura: da +5°C a +50°C

-costruzione esterna in acciaio verniciato con vernice epossidica su fondo antiacido e antiruggine

-camera interna in acc.inox AISI 304.

-Porta esterna in acciaio verniciato con interno in acc.inox

-Anta interna in vetro trasparente

-Riscaldamento a mezzo resistenza in acc.inox

-Impianto di condizionamento C.F.C. free

-Compressore ad aria potenziato

-Circolazione forzata per uniformare la distribuzione della temperatura all'interno della camera

Impianto di Illuminazione a mezzo n°6 Lamps (18 Watt) posizionate all'interno della porta frontale in apposito

alloggiamento dotato di protezione in pvc

Ventilatore di raffreddamento lampade

Sistema di agitazione interna (orbitale o longitudinale su richiesta) range di velocità: 10/300 rpm (motore senza cuscinetti)

Piattaforma universale per clamps

carico massimo: 25 kgs

Pannello di controllo completo di:

-Programmatore per regolazione di Temperatura e Luci 'West 6400'

-2 Termostati di sicurezza di min/max Temperatura

-2 Interruttori per accensione alternata delle lampade di illuminazione (min.medio.max)

-Interruttore per accensione manuale o programmata delle luci

-Interruttore agitazione

-Velocità regolabile

-Interruttore di linea

-Lampadine spia

-Fusibili

Mod. C3TAL-S

Dim. int.: cm. 61L x 63P x 60H = Lt. 230

Dim. ext.: cm. 102L x 80P x 75H

Volt 230/1 50Hz - Kw. 1,6 - Impianto elettrico a norme CEI 62-25 - Marcatura CE

Options:

Registratore videografico FDA approved 21CFR11

Clamp per vetreria di varie dimensioni ml.: 50; 100; 250; 500; 1000; 2000

Esecuzioni speciali su richiesta

MADE IN ITALY

Data, description and illustration are only indicative, products may have different characteristics due to manufacturing requirements.
Cavallo srl reserves the right to any modifications to its products without notice.