



CAVALLO s.r.l.
via Mulino 5/B
20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY
T.+39.0245101515 Fax +39.0245100234
e-mail: info@cavallocom.it www.cavallocom.it



STUFA DI STERILIZZAZIONE



Caratteristiche tecniche:

campo di temperatura da ambiente +5°C a +250°C
Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato a polvere su fondo antiacido e antiruggine
Camera interna in acc.inox 18/8 AISI 304 con angoli arrotondati
<porta frontale a doppia parete con esterno in lamiera di acciaio verniciato a polvere su fondo antiacido e antiruggine e interno in acc.inox 18/8 AISI 304. Guarnizione in gomma al silicone
Isolamento termico con pannelli in lana di roccia
Riscaldamento a mezzo resistenze in acc.inox di facile sostituzione
Circolazione forzata a mezzo motoventilatore adatto ad alte temperature per assicurare uniformità di temperatura
Caminetto di sfiato superiore con chiusura a slitta
Pannello di controllo completo di:
-Termoregolatore digitale a microprocessore con controllo PID autotuning
-Sonda Pt100
-Termostato di sovratemperatura con lampadina spia
-Interruttore di linea
-Lampadine spia
Fusibili

V. 230/1/50 Hz Impianto elettrico a norme CEI 62-25 – Marcatura CE

Mod. C2

dimensioni interne: cm. 47x48x60H = lt.135
dimensioni esterne: cm. 85x62x75H
n.3 Ripiani grigliati o n.2 Ripiani in acc.inox

Mod. C3

dimensioni interne: cm. 67x65x60H = lt.249
dimensioni esterne:cm.102x78x75H
n.2 Ripiani in acc.inox

Options:

Timer
Serratura con chiave
Tavolino di sostegno con ruote
Protocolli: IQ-OQ - Temperatura
Registratore di Temperatura
Versioni speciali su richiesta

MADE IN ITALY

Dati, descrizioni ed illustrazione hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. La ditta Cavallo s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modificazione ai suoi prodotti senza preavviso.