



CAVALLO s.r.l.
via Mulino 5/B
20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY
T.++39.0245101515 Fax +39.0245100234
e-mail: info@cavallocom.it www.cavallocom.it



STUFA DI STERILIZZAZIONE



caratteristiche tecniche:

Campo Temperatura: da ambiente +5°C a +250°C
Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato a polvere su fondo anti-acido e anti-ruggine
Camera interna in acciaio inox AISI 304
Porta frontale con struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato a polvere su fondo anti-acido e anti-ruggine e interno in acciaio inox AISI 304
Guarnizione in gomma al silicone
Isolamento termico con pannelli in lana di roccia
Riscaldamento a mezzo n.2 resistenze in acc.inox di facile sostituzione
Circolazione d'aria a mezzo n. 2 motoventilatori atti ad elevate temperature, per ottimizzare uniformità della temperatura in camera
Caminetto di sfiato posizionato sul tetto e dotato di chiusura a slitta
Pannello di comando completo di:
Termoregolatore digitale a microprocessore con controllo PID autotuning
Sonda Pt100 di temperatura
Termostato di sovra-temperatura con spia allarme
Interruttore generale
Lampadina spia
Fusibili di sicurezza
V.230/1/50 Hz - Marcatura CE
Impianto elettrico a norme CEI 62-25

Mod. C4

dim.esterne:cm.102x79x123H
dim. interne: cm. 64x65x100H
capacità netta lt.416
n.3 Ripiani interni in acc.inox

Options:

Timer
Serratura con chiave
Kit di n.4 ruote (di cui n.2 con freno)

Mod. C5

dim.esterne:cm.102x79x164H
dim. interne: cm. 64x65x140H
capacità netta lt.582
n.4 Ripiani interni in acc.inox

versione Asciugavetreria
Protocolli IQ-OQ - Protocolli di Temperatura
Registratore di Temperatura
Realizzazione di modelli su misura

MADE IN ITALY

Dati, descrizioni ed illustrazione hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. La ditta Cavallo s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modificazione ai suoi prodotti senza preavviso.